


Gurgeltest.

Qualität Made in Germany.

Gurgeltest, bekannt aus Wicovir-Studie.

Schnelle & flexible Lieferzeiten.

Kurze Transportwege.



01798 Gurgeltest zur Anwendung für Schüler. Set bestehend aus 2 Röhrchen und 1 Trichter.

01799 Sammelbecher (Pool) für die Schule und zur Versendung an das Prüflabor.

So funktioniert's:



SCAN ME

elasto.care/gurgeltest

Morgens nach dem Aufstehen Leitungswasser gurgeln und die Flüssigkeit in die zwei Röhrchen füllen. In der Schule wird der Inhalt eines der beiden Röhrchen in einen „Pool“ (Sammelbecher) geschüttet. Anschließend wird die gesammelte Flüssigkeit der Gruppe getestet. Wenn sich dabei Hinweise auf eine Corona-Infektion ergeben, müssen die Kinder und Jugendlichen ihr zweites Röhrchen für Einzeltests abgeben, sodass der oder die infektiösen Schüler herausgefiltert werden können.

Regionalität.

Von der Entwicklung, über die Konstruktion bis hin zum fertigen Artikel findet der komplette Prozess bei elasto in Bayern statt.

01798 Röhrchen Gurgeltest, 15 ml
01799 Sammelbecher Gurgeltest, 100 ml

