



Qualité
fabriquer en
Allemagne.

Masque respiratoire „CareOne“ FFP2 NR ⁰¹⁷⁶⁹

CERTIFIÉ

Conformément au règlement (UE) 2016/425 et à la
Norme européenne EN 149:2001 + A1:2009.

0757 **CE**


Notre promesse de qualité.

- **Machine, matériau, production, institut d'essai - 100% Made in Germany.**
- Un travail de haute qualité selon les normes européennes.
- Les normes les plus élevées en matière de processus de production, d'emballage et de stockage respectueux de l'environnement et de l'hygiène.
- Un contrôle de qualité permanent et sans compromis pour les exigences et la sécurité les plus élevées.

Vos avantages.

- Grâce à l'utilisation de matériaux filtrants allemands de haute qualité, on peut se passer de nombreuses couches de filtrage inutiles. La respiration et le port prolongé du masque sont donc beaucoup plus confortable qu'avec la plupart des autres modèles.
- Une protection sûre et efficace contre les particules, les aérosols liquides et solides pour la personne qui le porte.
- Masque traité de haute qualité avec 4 couches de protection. Exempt de fibre de verre, de latex et d'odeurs.
- Matériau non tissé extra doux pour la peau avec une très faible résistance à la respiration, un confort élevé et un excellent ajustement.

- **Efficacité de la filtration (selon la norme) $\geq 94\%$**



Matériau non tissé doux pour la peau

Matériau non tissé filé

Matériau non tissé filtrant (meltdown)

Matériau non tissé filé



Protection
4 couches



Protection contre
les aérosols



Respirant &
inodore



Fixations auriculaires
élastiques



Pince
nez



[elastocare.com](https://www.elastocare.com)