

COVID-19 | ANTIGEN RAPID TEST

Selbsttest/Laientest

Art.Nr. 01760



Lieferumfang.

1 Packung enthält:

5 einzeln verpackte Schnelltests.

- 5 Testkassetten.
- 5 Abstrichtupfer.
- 5 Extraktionsreagenzien.
- 5 Röhrchen.
- 1 Gebrauchsanleitung.



Klinische Sensitivität (positiv) 97,1%
Klinische Sensitivität (negativ) 99,4%

Selbsttest/Laientest.

Hersteller: Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.

Aktenzeichen der Sonderzulassung des BfArM	Hersteller	Antragsteller	Testname
5640-S-168/21	Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.	Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.	COVID-19 Antigen Rapid Test

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html

Produktdetails.

Lateral-Flow-Immunoassay zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Nukleokapsid-Antigenen in Nasenabstrichen von Personen ab 7 Jahren. Der Test zeichnet sich besonders durch seine einfache und sichere Anwendung aus. Zur Durchführung des Tests wird mit Hilfe des beiliegenden sterilen Tupfers ein Abstrich in beiden Nasenlöchern genommen und mithilfe der Testkassette ausgewertet. Nach nur 15-20 Minuten zeigt der Test das Ergebnis an.



Einfache Probenentnahme.



Kein zusätzliches Equipment nötig.



Leicht ablesbare Resultate.



Schnelle Ergebnisse.

Schon gewusst?

Wenn Sie Ihren selbst mitgebrachten Laientest direkt im Ladengeschäft durchführen, dann besitzt dieser dieselbe Gültigkeit wie eine Testbestätigung von medizinischem Fachpersonal.