

Qualität
Made in
Germany.

Atemschutzmaske „CareAir“ FFP2 NR 01746

ZERTIFIZIERT

Gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und der europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009.


0534 

Unsere Qualitätsversprechen.

- Produktion und Material – 100% Made in Germany.
- Hochwertige Verarbeitungsqualität nach europäischen Standards.
- Höchste Ansprüche an ein umweltschonendes und hygienisches Produktionsverfahren, Verpackung und Lagerung.
- Kompromisslose und permanente Qualitätsprüfung für höchste Ansprüche und Sicherheit.

Ihre Vorteile.

- Hervorragende Ateemeigenschaften bei hoher Filterleistung durch den Einsatz hochwertiger Vlies-Stoffe aus Deutschland.
- Sicherer und wirksamer Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen für den Träger und sein Gegenüber.
- Hochwertig verarbeitete Maske mit 5 schützenden Schichten. Frei von Glasfaser, Latex und Gerüchen.
- Extra hautfreundliches Vlies mit sehr geringen Atemwiderständen, hoher Tragekomfort und eine hervorragende Passform.
- **Filtereffizienz (gemäß Norm) $\geq 94\%$**



5lagiger
Schutz



Aerosol-
schutz



Atemungsaktiv &
Geruchsneutral



Elastische
Ohrschlaufen



Flexibler
Nasenbügel



Luftig &
weich

