



Qualität
Made in
Germany.

Atemschutzmaske „CareOne“ FFP2 NR 01769

ZERTIFIZIERT

Gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und der europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009.




Unsere Qualitätsversprechen.

- **Maschine, Material, Produktion, Prüfinstitut – 100% Made in Germany.**
- Hochwertige Verarbeitungsqualität nach europäischen Standards.
- Höchste Ansprüche an ein umweltschonendes und hygienisches Produktionsverfahren, Verpackung und Lagerung.
- Kompromisslose und permanente Qualitätsprüfung für höchste Ansprüche und Sicherheit.

Ihre Vorteile.

- Durch die Verwendung von hochwertigen deutschen Filterstoffen kann auf viele unnötige Filterlagen verzichtet werden. Das Atmen und das längere Tragen der Maske ist dadurch wesentlich angenehmer als bei den meisten anderen Modellen.
- Sicherer und wirksamer Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen für den Träger.
- Hochwertig verarbeitete Maske mit 4 schützenden Schichten.
- Frei von Glasfaser, Latex und Gerüchen.
- Extra hautfreundliches Vlies mit sehr geringen Atemwiderständen, hoher Tragekomfort und eine hervorragende Passform.
- **Filtereffizienz (gemäß Norm) ≥ 94%**



Hautfreundliches Vlies
Spinn-Vlies
Meltblown-Vlies
Spinn-Vlies



4lagiger
Schutz



Aerosol-
schutz



Atmungsaktiv &
Geruchsneutral



Elastische
Ohrschlaufen



Flexibler
Nasenbügel

