

# COVID-19 | ANTIGEN SCHNELLTEST

## CLONGENE Art.Nr. 01749000-00000



Sofort verfügbar. - Preis auf Anfrage.



### Lieferumfang.

1 Packung Lungene COVID-19 Antigen Schnelltest enthält **25 einzeln verpackte Schnelltests.**

- Arbeitsstation.
- Testkassette.
- Extraktionsmittel.
- Sterile Tupfer.
- Extraktionsröhrchen.

Abgabe nur an medizinisches Fachpersonal.

### Produktdetails.

Der COVID-19-Antigen-Schnelltest basiert auf der immunochromatographischen Technologie von kolloidalem Gold und verwendet die Doppelantikörpersandwich-Methode zum Nachweis des Covid-19-Antigens im menschlichen Rachen- oder Nasenabstrich.



Einfache Probenentnahme.



Kein zusätzliches Equipment nötig.



Schnelle Ergebnisse.



Leicht ablesbare Resultate.



Geeignet für Massentestungen.